

## Wirkung

Teosyal® PureSense Ultimate wird je nach zu korrigierender Stelle in einer anderen Tiefe injiziert: vom fetthaltigen Unterhautgewebe bis zum Periost verschiedener Teile des Gesichts. Dadurch kann ein bestimmtes Volumen erhalten werden, das die Hohlräume ausfüllt und die Kontur von wiederherstellt das Gesicht.

Teosyal® PureSense Ultimate wird biologisch abgebaut und zieht langsam ein. Abhängig von der Injektionstiefe und dem zu korrigierenden Bereich ist normalerweise eine Behandlung erforderlich, um ein optimales Korrekturergebnis zu erzielen, obwohl manchmal zwei Behandlungen erforderlich sind. Zusätzliche Retuschesitzungen, die regelmäßig durchgeführt werden, tragen dazu bei, das gewünschte Korrekturergebnis beizubehalten.

Die Wirksamkeit der Korrektur hängt von einer Reihe von Parametern ab, z. B. der Technik der Injektion des Produkts sowie der Art und Flexibilität des Behandlungsbereichs.

## Kontraindikationen

Das Präparat darf nicht verwendet werden:

- für Injektionen in die flachste Schicht der Haut (Epidermis);
- Bei Patienten mit Hautkrankheiten, Infektionen oder Entzündungen in oder in der Nähe der Behandlungsstelle. Injektionsverfahren können zum Wiederauftreten von latenten oder subklinischen Herpesvirusinfektionen führen;
- Bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure, mit schwerer Allergie oder einem anaphylaktischen Schock in der Vorgeschichte;
- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Lidocain und/oder Lokalanästhetika vom Amid-Typ;
- In Kombination mit chemischen Peelings, Lasertherapie, ultraschallbasierten Therapien;
- Bei Patienten mit Autoimmunkrankheiten;
- Wenn der Patient eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat und/oder wegen einer Herzerkrankung behandelt wird (Betablocker);
- Wenn Patient unter Leberversagen leidet und/oder Medikamente gegen Lebererkrankungen einnimmt;
- Bei Patienten mit Epilepsie oder Porphyrie;
- Bei schwangeren oder stillenden Frauen.

Aufgrund möglicher Wechselwirkungen mit anderen Füllungsimplantaten, die nicht untersucht wurden, wird eine Injektion in oder um Bereiche, in denen andere Füllungsimplantate vorhanden sein könnten, nicht empfohlen. Spritzen Sie dieses Produkt nicht in Bereiche, in die ein anderes Implantat als Hyaluronsäure (möglicherweise ein dauerhaftes Implantat) injiziert wurde. Nicht in die Blutgefäße injizieren. Nicht in die Augenlider injizieren.

## Nebenwirkungen

Arzt muss den Patienten über mögliche Nebenwirkungen informiert werden, die bei jeder Anwendung von entweder sofort oder nach einiger Zeit auftreten können, informieren. Die Nebenwirkungen umfassen (unvollständige Liste):

- Häufig: Schmerzen an der Injektionsstelle, Empfindlichkeit, Rötung/Dicke, Blutergüsse/Hämatome, Schwellungen, Steifheit/Härte, Knötchen/Dickstellen, Juckreiz, Pigmentstörungen der Haut (einschließlich Tyndall-Effekt und Verfärbung)
- Weniger häufig: Entzündungsreaktionen, Infektionen (einschließlich lokaler Injektionen oder vorübergehender Parästhesien).

